

2013年11月7日

各 位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 0 7 2 5

## 「ノボラピッド注フレックスタッチ」のオーダ開始について

超速効型インスリンアナログ製剤「ノボラピッド注フレックスペン」(ノボノルディスクファーマ)は、注入器が改良された「ノボラピッド注フレックスタッチ」(ノボノルディスクファーマ)と交換になりました。フレックスタッチはバネの力を利用して薬液を注入するため、注入ボタンがせり出さず、押し込む操作が必要ない製剤です。

**平成25年11月7日(木)より「ノボラピッド注フレックスタッチ」のオーダを開始し、「ノボラピッド注フレックスペン」は当院取り扱い中止(院外処方不可)となります。**

基本的な使い方はフレックスペンと同じですが、本剤の使用及び患者指導の際は、下記の点に注意して下さい。

### <フレックスタッチ指導の主なポイント>

- ・ダイヤルを回したときに、**注入ボタンが伸びない**
- ・注入ボタンを押したら、「カチッ」と音がして、**ダイヤル単位が「0」に戻るまでボタンから手を離さない**
- ・「カチッ」と音がしてから、**6秒以上おいて、ボタンを押したまま針を抜く**
- ・空打ちの際に液が勢いよく出る



	オーダ開始	取扱い中止
オーダ名	<b>ノボラピッド注フレックスタッチ</b>	ノボラピッド注フレックスペン
成分名、規格	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)、300単位/3mL/本	
外観写真		
区分	処方/共通 <b>平成25年11月7日(木)より 入院・外来(院内・院外)オーダ開始</b>	処方/共通 <b>平成25年11月7日(木)より 当院取扱い中止(院外処方不可)</b>

\* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室(3194)までお問い合わせください。

\* 「DI・BOX」は電子カルテ(EGMAIN)の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。