

2011年2月24日

各位

薬剤部／薬品情報室（DI室）

DI・BOX#0496

『生理食塩液「ヒカリ」50mL』の プラスチックボトル容器の材質変更について

『生理食塩液「ヒカリ」50mL』（光）は、プラスチックボトル容器の樹脂量を減らし、容器の胴体部分を薄く軟らかくすることで、従来品より滴下速度の低下がやや改善されました。

しかし、本剤はプラスチックボトルであるため、通気針を使用しない場合、新製品も投与開始3分後には約60%まで滴下速度の低下が認められています。また、使用する輸液セットや注射針の種類等の条件の違いによっても滴下速度の変動が異なることから、一定時間での投与を必要とする場合は、従来通り通気針を使用して下さい。

なお、容器の形状、包装には変更ありません。

新製品は旧製品の在庫がなくなり次第、払い出しを開始します。

オーダ名	生理食塩液 50mL「ヒカリ」
成分名 規格	塩化ナトリウム 900mg/100mL、50mL/本
外観写真	
採用区分	注射 新製品は旧製品の薬剤部在庫がなくなり次第払出します

* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。