

2014年12月26日

各 位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）


D I ・ BOX # 0 7 8 3

## 「メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回」 のオーダー開始について

ドライパウダー吸入式気管支拡張剤「メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回」（大塚製薬）は、「メプチンクリックヘラー10 $\mu$ g」（大塚製薬）を小型化し、操作性を改良した製剤で、薬事委員会にて交換採用となりました。

**平成26年12月27日（土）より「メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回」のオーダーを開始し、「メプチンクリックヘラー10 $\mu$ g」は薬剤部の在庫がなくなり次第、院外専用薬品とします。**

なお、従来品と同じドライパウダー製剤ですが、吸入方法が異なるため注意して下さい。

	オーダー開始	院外専用へ
オーダー名	メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回	メプチンクリックヘラー10 $\mu$ g
成分名	プロカテロール塩酸塩水和物	
規格	10 $\mu$ g／吸入、100吸入／本	10 $\mu$ g／吸入、200吸入／本
適応症 用法・用量	・気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解： 成人1回20 $\mu$ g（2吸入）、小児1回10 $\mu$ g（1吸入）を吸入、年齢、症状により適宜増減 1日4回（原則として成人8吸入、小児4吸入）まで	
吸入方法	吸入方法：ラベルに「表（水平）」と表示している面を上面にして水平に持ち吸入 吸入数カウンター：1吸入ごとに数字が減る	吸入方法：青色の押しボタンが上になるように吸入器を持ち、そのまま上下に3～4回振った後、吸入 吸入数カウンター：1吸入ごとに数字が増える
外観写真		
区分	処方／共通 平成26年12月27日（土）よりオーダー開始	処方／院外 薬剤部の在庫がなくなり次第、院外専用薬品へ

\* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

\* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。